

S100A5 ウサギ Pab - P33763

商品番号: CM0014105



前書き

ヒトS100A5（S100D）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトS100カルシウム結合タンパク質A5（金属イオン（カルシウム、亜鉛、銅）結合体）に特異的。シグナル伝達や金属ホメオスタシスの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100A5 ウサギ pAb
備考/別名	S100D; S100A5
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6276
遺伝子ID	6276
免疫原	組換えタンパク質 ヒトS100A5（NP_002953.2）のアミノ酸1-92に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P33763
タンパク質分子量	11kDa
発送	保冷バッグ