


S100B マウスMab（Wb用） - P04271

商品番号: CM0009316



前書き

S100B マウスモノクローナル抗体は、WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのS100B（11 kDa）を認識します。S100Bはアストロサイトに高発現するカルシウム結合タンパク質です。神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100B マウスmAb
備考/別名	NEF; S100; S100-B; S100beta
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6285
GeneID	6285
免疫原	ヒトS100B (NP_006263.1) のアミノ酸1-92に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04271
タンパク質分子量	11 kDa
発送	保冷バッグ