


S100B ウサギMab（Wb、If、Ihc-P、Elisa用） - P04271

商品番号: CM0003649



前書き

S100B ウサギモノクローナル抗体。WB、IF、IHC-P、ELISAでの検証済み。ヒト、マウス、ラットのS100Bを検出します。神経科学、神経生物学、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100B ウサギmAb
別名	NEF; S100; S100-B; S100beta; S100B
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6285
GeneID	6285
免疫原	ヒトS100B (NP_006263.1) のアミノ酸1-92に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用途	WB、IF-F、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04271
タンパク質分子量	11kDa
発送方法	保冷剤