

Saa3 ウサギ Pab - Saa3

商品番号: CM0014432

前書き

SAA3 ウサギ

pAbは、ウサギ由来のポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。マウスSAA3を標的とし、ヒト、マウス、ラットのSAA3と交差反応するため、炎症および急性期反応の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SAA3 ウサギ pAb
備考/別名	I7R3; Saa-3; SAA3
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	6290
遺伝子ID (マウス)	20210
免疫原	マウス SAA3P (NP_035445.1) のアミノ酸 50-123 に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
タンパク質分子量	13kDa
発送	保冷バッグ