

Saa4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P35542

商品番号: CM0020120

前書き

WBおよびELISAで検証済みのSAA4ウサギポリクローナル抗体（P35542）です。本抗体は構成的に発現する血清アミロイドA-4タンパク質を対象とし、ヒト、マウス、ラットの試料と交差反応します。急性期研究に最適な抗体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SAA4 Rabbit pAb
備考／別名	CSAA; C-SAA; SAA4
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6291
遺伝子ID	6291
免疫原	合成ペプチド ヒトSAA4（NP_006503.2）のアミノ酸50位からC末端までの配列に対応する合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35542
タンパク質分子量	15kDa
配送方法	保冷剤