

Safb ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q15424

商品番号: CM0030376

前書き

ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を持つ、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのSAFBウサギポリクローナル抗体。転写調節、クロマチン構成、および細胞増殖制御に関与するスキャフォールド付着因子B1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SAFB Rabbit pAb
備考/別名	HAP; HET; SAF-B; SAFB1; SAB-B1; SAF-B1; SAFB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6294
GeneID	6294
免疫原	ヒトSAFB (NP_001188267.1) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15424
タンパク質分子量	103kDa
配送	アイスパック