

Samd3 ウサギ Pab - Q8N6K7

商品番号: CM0020941

前書き

SAMD3 (Sterile alpha motif domain-containing protein 3) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットへの交差反応性があります。プロテオミクス研究および選択的スプライシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SAMD3 ウサギ pAb
備考/別名	SAMD3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	154075
GeneID	154075
免疫原	ヒトSAMD3 (NP_001017373.2) のアミノ酸1-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N6K7
タンパク質分子量	61kDa
配送	保冷バッグ