

Samm50 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用） - Q9Y512

商品番号: CM0026418



前書き

ヒトSAMM50（ミトコンドリアクリステ維持）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応性あり。呼吸鎖複合体の組み立て研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SAMM50 ウサギ pAb
備考/別名	OMP85; SAM50; TOB55; TRG-3; CGI-51; YNL026W; SAMM50
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25813
GeneID	25813
免疫原	ヒトSAMM50（NP_056195.3）のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y512
タンパク質分子量	52kDa
発送	保冷バッグ