

Sap18 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O00422

商品番号: CM0025629



前書き

ヒトSAP18に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のSAP18を検出します。転写抑制、スプライシング、アポトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SAP18 ウサギpAb
備考/別名	SAP18P; 2HOR0202; SAP18
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10284
免疫原	ヒトSAP18 (NP_005861.2) のアミノ酸21-172に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00422
タンパク質分子量	18kDa
配送	アイスバッグ