

Sars-Cov-2中和抗体 - Sars-Cov-2

商品番号: CM0002104

前書き

組換えタンパク質免疫原由来のSARS-CoV-2中和モノクローナル抗体。エンドトキシンレベルはLAL法により0.1 EU/μg未満です。SARS-CoV-2中和研究を含む研究用途に適しています。ドライアイスにて出荷されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2中和抗体
種	SARS-CoV-2
免疫原	組換えタンパク質
ソース	SARS-CoV-2
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	LAL法によるタンパク質0.1 EU/μg未満。
出荷	ドライアイス