

Sars-Cov-2 Nsp1 ウサギポリクローナル抗体 - P0Dtc2

商品番号: CM0020073



前書き

SARS-CoV-2

NSP1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IP、ELISAで検証済み。SARS-CoV-2と特異的に反応し、タンパク質の分子量は141kDaです。ウイルス感染研究やアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 NSP1 Rabbit pAb
GeneID	43740578
免疫原	コロナウイルスNSP1 (YP_009742608.1) のアミノ酸1-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
タンパク質分子量	141kDa
配送	氷袋