


Sars-Cov-2 Nsp10 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - P0Dtd1

商品番号: CM0023794



前書き

SARS-CoV-2

NSP10を標的とするウサギポリクローナル抗体です。
ウエスタンブロット、免疫沈降、ELISAに適しています。
SARS-CoV-2と反応し、ウイルス複製、キャップメチル化、宿主の免疫回避の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 NSP10 Rabbit pAb
遺伝子ID	43740578
免疫原	コロナウイルスNSP10 (YP_009725306.1) のアミノ酸1〜139番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
タンパク質分子量	794kDa
発送方法	氷袋