


Wb・Elisa用 Sars-Cov-2 Nsp6 ウサギポリクローナル抗体 - P0Dtd1

商品番号: CM0024247



前書き

SARS-CoV-

2の非構造タンパク質6（NSP6）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、SARS-CoV-2と交差反応します。ウイルス複製小器官の形成や宿主-ウイルス相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 NSP6 ウサギpAb
遺伝子ID	43740578
免疫原	コロナウイルスNSP6（YP_009725302.1）のアミノ酸236-290番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
タンパク質分子量	794kDa
発送	氷袋