

Sars-Cov-2 Nsp8 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P0Dtc2

商品番号: CM0020539



前書き

WBおよびELISAアプリケーション向けのSARS-CoV-2 NSP8ウサギポリクローナル抗体です。SARS-CoV-2 NSP8タンパク質を検出し、組換え免疫原を使用しています。コロナウイルス研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 NSP8 ウサギ pAb
GeneID	43740578
免疫原	コロナウイルスNSP8 (YP_009742615.1) のアミノ酸1〜198番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
タンパク質分子量	141kDa
発送	保冷剤