

Sars-Cov-2 スクレオカプシドタンパク質 ウサギポリクローナル抗体 - P0Dtc9

商品番号: CM0021822

前書き

WB、DB、IF/ICC、IP、ELISAに対応したSARS-CoV-2 スクレオカプシドタンパク質
ウサギポリクローナル抗体（pAb）。コロナウイルス
スクレオカプシドタンパク質の1-
419アミノ酸をカバーする組換え融合タンパク質を抗原としてウサギで作成。SARS-CoV-2特異的。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 スクレオカプシドタンパク質 ウサギポリクローナル抗体
遺伝子ID	43740575
免疫原	組換えタンパク質
SWISS	P0DTC9
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
配送	アイスバッグ