


Sars-Cov-2 Orf3A ウサギ Pab - P0Dtc3

商品番号: CM0019825



前書き

WBおよびELISAで検証済みのSARS-CoV-2 ORF3Aウサギポリクローナル抗体。SARS-CoV-2 ORF3aタンパク質（P0DTC3）に特異的です。ウイルス放出、ビロポリン機能、宿主相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 ORF3A ウサギ pAb
GeneID	43740569
免疫原	コロナウイルスORF3A (YP_009724391.1)のアミノ酸100～200残基内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC3
タンパク質分子量	31kDa
配送	保冷剤