

Wb、Elisa用 Sars-Cov-2 Spike Rbd (N501Y) ウサギモノクローナル抗体 - P0Dtc2

商品番号: CM0002707



前書き

WBおよびELISAで検証された、高特異性のSARS-CoV-2 Spike RBD (N501Y)

ウサギモノクローナル抗体。研究用途におけるウイルス侵入機構の解析および変異株の検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SARS-CoV-2 Spike RBD (N501Y) Rabbit mAb
備考/別名	スパイク糖タンパク質; SARS-CoV-2 Spike RBD (N501Y)
種	SARS-CoV-2
遺伝子ID (ヒト)	43740568
遺伝子ID	43740568
免疫原	コロナウイルスSARS-CoV-2 Spike RBD (N501Y) (YP_009724390.1) のアミノ酸450-550以内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
タンパク質分子量	141KD
配送	アイスバッグ