

Wb、If/Icc、Elisa用 Sars-Cov-2 Spike S1 ウサギモノクローナル抗体 - P0Dtc2

商品番号: CM0002525



前書き

SARS-CoV-2 Spike

S1糖タンパク質を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAで検証済み。S1サブユニット（アミノ酸200-300）内の合成ペプチドを標的とします。SARS-CoV-2研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 Spike S1 ウサギ mAb
備考/別名	スパイク糖タンパク質; SARS-CoV-2 Spike S1
遺伝子ID	43740568
免疫原	合成ペプチド SARS-CoV-2 Spike S1 (YP_009724390.1) のアミノ酸200-300内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
タンパク質分子量	141kDa
配送	アイスバッグ