

WbおよびElisa用Sash1ウサギポリクローナル抗体 - O94885

商品番号: CM0013589



前書き

ヒトSASH1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのサンプル中のSASH1を検出します。NF- κ Bシグナル伝達、細胞遊走、および皮膚色素沈着に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SASH1 Rabbit pAb
備考/別名	DUH; DUH1; CAPOK; SH3D6A; dJ323M4.1; SASH1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23328
遺伝子ID	23328
免疫原	ヒトSASH1 (NP_056093.3) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O94885
タンパク質分子量	137kDa
配送	アイスバッグ