


Sbds ウサギ Pab (Wb、Elisa用) - Q9Y3A5

商品番号: CM0028834



前書き

ヒトSBDSに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを認識。リボソーム生合成と翻訳に関与する標的。リボソームアセンブリおよびシュワックマン・ダイアモンド症候群の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SBDS ウサギ pAb
備考/別名	SDS; SDOL; SWDS; CGI-97; SBDS
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51119
遺伝子ID	51119
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3A5
タンパク質分子量	29kDa
発送	保冷バッグ