

Scg3 ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q8Wxd2

商品番号: CM0030299

前書き

ヒトSCG3（Secretogranin-3）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのSCG3を検出。分泌顆粒形成および血管新生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCG3 ウサギ pAb
備考/別名	SGIII; SCG3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	29106
遺伝子ID	29106
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WXD2
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷バッグ