

Wb、Elisa用 Scn2B ウサギ Pab - O60939

商品番号: CM0024758



前書き

SCN2B（ナトリウムチャネル制御サブユニットベータ2）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。興奮性細胞における電圧依存性ナトリウムチャネルの変調研究に最適です。ヒトとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCN2B ウサギ pAb
備考/別名	ATFB14; SCN2B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6327
GeneID	6327
免疫原	ヒトSCN2B (NP_004579.1) のアミノ酸30-160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60939
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスバッグ