

Scn4Bウサギポリクローナル抗体 - Scn4B

商品番号: CM0021082

前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのSCN4Bウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSCN4Bタンパク質（約25kDa）を検出します。組換え免疫原を使用。神経科学および心臓研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCN4BウサギpAb
備考／別名	Gm1471、SCN4B
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	6330
遺伝子ID（マウス）	399548
免疫原	マウスSCN4B（Q7M729）のアミノ酸80～228に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
タンパク質分子量	25kDa
配送	保冷バッグ