

Scrn1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q12765

商品番号: CM0019520

前書き

セケルニン1（Secernin-1、SCRN1、SES1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しており、エキソサイトーシスや肥満細胞生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCRN1 Rabbit pAb
別名	SES1; SCRN1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9805
遺伝子ID	9805
免疫原	ヒトSCRN1（NP_055581.3）のアミノ酸195～414番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12765
タンパク質分子量	46kDa
発送方法	氷袋