


WbおよびElisa用Selenok Rabbit Pab - Q9Y6D0

商品番号: CM0021902



前書き

SELENOK Rabbit

pAbは、カルシウムシグナル伝達、ERAD、酸化ストレス保護に関与するセレノプロテインであるヒトおよびマウスのSELENOKを検出します。WBおよびELISAで検証済みであり、免疫および心臓研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SELENOK Rabbit pAb
備考/別名	SELK; HSPC030; HSPC297; SELENOK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	58515
GeneID	58515
免疫原	ヒトSELENOK (NP_067060.2) のアミノ酸1-94以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9Y6D0
タンパク質分子量	11kDa
配送	氷袋