


セロトニントランスポーター ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P31645

商品番号: CM0017474



前書き

ヒトセロトニントランスポーター（SERT/SLC6A4）用ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。N末端配列を標的とします。神経科学およびセロトニンシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	セロトニントランスポーター ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	HTT; 5HTT; OCDI; SERT; 5-HTT; SERT1; hSERT; 5-HTTLPR; セロトニントランスポーター
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6532
GeneID	6532
免疫原	合成ペプチド ヒトセロトニントランスポーター（NP_001036.1）の氨基酸1-84以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31645
タンパク質分子量	70kDa
配送	アイスバッグ