

Wb、If/Icc、Elisa用 Serpina10 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Uk55

商品番号: CM0026739



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーションされたSERPINA10ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。タンパク質Z依存性プロテアーゼインヒビターに関する凝固研究に最適です。51kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERPINA10 Rabbit pAb
備考/別名	PZ1; ZPI; SERPINA10
種	ヒト
遺伝子ID	51156
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UK55
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋