


Serpinc1 ウサギポリクローナル抗体 - P01008

商品番号: CM0018384



前書き

SERPINC1（アンチトロンビンIII）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。血液凝固研究や診断薬の開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERPINC1 Rabbit pAb
備考/別名	AT3; AT3D; ATIII; THPH7; ATIII-R2; ATIII-T1; ATIII-T2; SERPINC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	462
GeneID	462
免疫原	ヒトSERPINC1 (NP_000479.1) のアミノ酸33-259に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01008
タンパク質分子量	58kDa
配送	氷袋