


Sesn2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P58004

商品番号: CM0025119



前書き

SESN2

ウサギポリクローナル抗体は、ヒトSESN2（マウス、ラットと交差反応）を標的とするWBおよびELISA用ポリクローナル抗体です。SESN2はmTORC1と酸化ストレスを調節するロイシンセンサーであり、シグナル伝達および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SESN2 Rabbit pAb
備考/別名	HI95, SES2, SEST2, SESN2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	83667
GeneID	83667
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSESN2 (NP_113647.1) のアミノ酸211-480に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P58004
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋