

WbおよびElisa用Setd6ラビットモノクローナル抗体 - Q8Tbk2

商品番号: CM0006759



前書き

ヒトSETD6を標的とする組換えラビットモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのSETD6を検出します。NF-κBシグナル伝達およびエピジェネティクス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SETD6 Rabbit mAb
備考/別名	SETD6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79918
GeneID	79918
免疫原	ヒトSETD6 (NP_001153777.1) のアミノ酸310-473を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TBK2
タンパク質分子量	53kDa
配送	氷袋