


WbおよびElisa用Setd7ウサギモノクローナル抗体 - Q8Wts6

商品番号: CM0011800



前書き

ヒストンリジンN-メチルトランスフェラーゼSETD7を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ヒストンメチル化および転写制御研究のためのエピゲノム研究ツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SETD7 ウサギmAb
別名	KMT7; SET7; SET9; SET7/9; SETD7
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	80854
遺伝子ID	80854
免疫原	合成ペプチド ヒトSETD7 (Q8WTS6) のアミノ酸1~100番目の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WTS6
タンパク質分子量	41kDa
輸送方法	保冷剤