


Sf3B2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q13435

商品番号: CM0025145



前書き

スプライソソームの主要構成要素であるヒトSF3B2に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットのSF3B2を認識します。スプライシング研究および体外診断用医薬品（IVD）アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SF3B2 ウサギ pAb
備考/別名	CFM; HFM; Cus1; SF3b1; SAP145; SF3B145; SF3b150; SF3B2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10992
GeneID	10992
免疫原	ヒトSF3B2（NP_006833.2）のアミノ酸616-895に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13435
タンパク質分子量	100kDa
輸送	保冷バッグ