

Sfrp1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8N474

商品番号: CM0010346

前書き

ウエスタンブロッティングおよびELISAで検証済みのSFRP1
ウサギモノクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。Wntシグナル伝達および発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SFRP1 Rabbit mAb
備考/別名	FRP; FRP1; FrzA; FRP-1; SARP2; SFRP1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6422
免疫原	ヒトSFRP1（Q8N474）のアミノ酸1〜100番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N474
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷剤