

Ihc-P、If/Icc、Elisa用Sh2B1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nrf2

商品番号: CM0030587



前書き

ヒトSH2B1

(PSM)に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。JAK/STAT、インスリン、レプチン、および成長因子シグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SH2B1 Rabbit pAb
備考/別名	PSM; SH2B; SH2B1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25970
GeneID	25970
免疫原	ヒトSH2B1 (NP_056318.2) のアミノ酸360-520に相当する配列を含む組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRF2
タンパク質分子量	79kDa
配送	氷袋