

Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用Ship1ウサギPab - Q92835

商品番号: CM0015580



前書き

WB、IF/ICC、IF-P、IHC-

P、ELISAでバリデーション済みのSHIP1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSHIP1に反応します。免疫シグナル伝達および造血研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SHIP1ウサギpAb
備考／別名	SHIP; SHIP1; SHIP-1; hp51CN; SIP-145; p150Ship
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	3635
GeneID	3635
免疫原	ヒトSHIP1 (NP_001017915.1) のアミノ酸900～1000内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92835
タンパク質分子量	133 kDa
輸送条件	保冷バッグ