


Shmt1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc、If、Elisa用） - P34896

商品番号: CM0014861



前書き

SHMT1 ウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのSHMT1（53 kDa）と反応します。SHMT1は一炭素代謝と葉酸サイクルに重要な細胞質セリンヒドロキシメチルトランスフェラーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SHMT1 ウサギ pAb
備考/別名	SHMT; CSHMT; SHMT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6470
GeneID	6470
免疫原	ヒトSHMT1（NP_683718.1）のアミノ酸285-444に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P34896
タンパク質分子量	53kDa
輸送	アイスバッグ