

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用Shmt2ウサギポリクローナル抗体 - P34897

商品番号: CM0020679



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISA用の高品質SHMT2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSHMT2（約56

kDa）を検出します。一炭素代謝およびミトコンドリア疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SHMT2ウサギpAb
備考／別名	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCASB; HEL-S-51e; SHMT2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6472
GeneID	6472
免疫原	ヒトSHMT2（NP_005403.2）のアミノ酸265～504に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P34897
タンパク質分子量	56kDa
輸送	アイスバッグ