

Siah1 ウサギ Mab - Q8Iuq4

商品番号: CM0004163



前書き

WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証されたSIAH1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSIAH1（31kDa）を検出します。ユビキチン化、アポトーシス、およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIAH1 Rabbit mAb
備考/エイリアス	BURHAS; SIAH1A; SIAH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6477
免疫原	ヒトSIAH1 (NP_003022.3) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IUQ4
タンパク質分子量	31kDa
配送	アイスバッグ