

Siglec-15 ウサギ Pab - Q6Zmc9

商品番号: CM0019803



前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISAアプリケーション用のSiglec-15ウサギポリクローナル抗体。マクロファージおよび樹状細胞に発現する36 kDaの免疫受容体であるヒトおよびラットのSiglec-15 (CD33L3)を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Siglec-15 ウサギ pAb
別名	CD33L3; HsT1361; SIGLEC-15; Siglec-15
対象種	ヒト
遺伝子ID	284266
免疫原	ヒトSiglec-15 (NP_998767.1)のアミノ酸20～263に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q6ZMC9
タンパク質分子量	36kDa
発送方法	保冷剤