


Siglec1 ウサギ Pab - Q62230

商品番号: CM0023987



前書き

マウスSiglec1（シアロアドヘシン、CD169）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションに対応しています。ラットと交差反応します。マクロファージの接着、病原体取り込み、免疫応答調節の研究における主要なツールとして機能します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Siglec1 ウサギ pAb
備考/別名	Sn; Cd169; Siglec-1; Siglec1
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	6614
遺伝子ID	20612
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q62230
タンパク質分子量	183kDa
発送方法	氷袋