


Sirt2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Ixx6

商品番号: CM0018634



前書き

WBおよびELISAで検証済みのSIRT2ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのSIRT2を検出します。細胞周期、転写、代謝、がん研究におけるSIRT2脱アセチル化酵素機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIRT2 ウサギ pAb
備考/別名	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22933
遺伝子ID	22933
免疫原	ヒトSIRT2 (NP_036369.2) のアミノ酸300-350内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q8IXJ6
タンパク質分子量	43kDa
輸送	保冷バッグ