


Sirt6 ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q8N6T7

商品番号: CM0028895



前書き

DNA修復、代謝、老化に関与するNAD依存性脱アシル化酵素SIRT6を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスSIRT6と交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIRT6 ウサギ pAb
備考/別名	Sir2l6; mSIRT6; 2810449N18Rik; SIRT6
種	マウス
GeneID（ヒト）	51548
GeneID（マウス）	50721
免疫原	合成ペプチド: マウスSIRT6（NP_001156902.1）のアミノ酸200-294に相当する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8N6T7
タンパク質分子量	36 kDa / 39 kDa
輸送	保冷バッグ