

Skap2 ウサギポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisa用 - O75563

商品番号: CM0025774



前書き

SKAP2ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。B細胞接着およびsrcシグナル伝達に
関与するSrcキナーゼ関連ホスホプロテイン2を標的と
します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SKAP2 Rabbit pAb
別名	PRAP; RA70; SAPS; SCAP2; SKAP55R; SKAP-HOM; SKAP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8935
GeneID	8935
免疫原	ヒトSKAP2 (NP_003921.2) のアミノ酸1～120番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75563
タンパク質分子量	41kDa
発送方法	保冷剤