

WbおよびElisa用Skp1ウサギポリクローナル抗体 - P63208

商品番号: CM0020992



前書き

WB、ELISAで検証済みのSKP1ウサギポリクローナル抗体（pAb）。ヒトおよびマウスのSKP1（コアSCFユビキチンリガーゼ構成因子、19 kDa）を検出します。細胞周期、シグナル伝達、タンパク質分解の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SKP1ウサギpAb
備考／別名	OCP2、p19A、EMC19、SKP1A、OCP-II、TCEB1L、SKP1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6500
免疫原	ヒトSKP1（NP_733779.1）のアミノ酸1～163に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P63208
タンパク質分子量	19 kDa
輸送	保冷バッグ