


## Slc22A3/Oct3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O75751

商品番号: CM0019450



## 前書き

ヒトSLC22A3/OCT3(EMT)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応し、マウスと交差反応します。有機カチオン輸送、神経伝達、ポリアミン輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 製品名        | SLC22A3/OCT3 ウサギpAb                                            |
| 別名         | EMT; EMTH; OCT3; SLC22A3/OCT3                                  |
| 対象種        | ヒト                                                             |
| 遺伝子ID (ヒト) | 6581                                                           |
| 遺伝子ID      | 6581                                                           |
| 免疫原        | ヒトSLC22A3/OCT3 (NP_068812.1) のアミノ酸289-349番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                            |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                      |
| 用途         | WB、ELISA                                                       |
| 交差反応性      | マウス                                                            |
| SWISS      | O75751                                                         |
| タンパク質分子量   | 61kDa                                                          |
| 発送方法       | 氷袋梱包                                                           |