

Slc22A4 ウサギ Pab - Q9H015

商品番号: CM0013768

前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗SLC22A4ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSLC22A4／エルゴチオネイントランスポーター（OCTN1）を検出します。トランスポーターおよび酸化ストレス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC22A4 ウサギ pAb
備考／別名	OCTN1; DFNB60; SLC22A4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6583
GeneID	6583
免疫原	ヒトSLC22A4（NP_003050.2）のアミノ酸42～141に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H015
タンパク質分子量	62 kDa
配送	保冷バッグ