

Slc25A13 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q9Ujs0

商品番号: CM0025002



前書き

ヒトSLC25A13（シトリン）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応性があり、ミトコンドリアトランスポーター研究や肝臓疾患研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A13 Rabbit pAb
備考・別名	CTLN2; NICCD; CITRIN; ARALAR2; SLC25A13
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	10165
免疫原	ヒトSLC25A13（NP_001153682.1）のアミノ酸1〜300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UJS0
タンパク質分子量	74kDa
発送方法	保冷剤梱包