

Slc25A6 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P12236

商品番号: CM0029074

前書き

ヒトSLC25A6（ADP/ATPトランスロカーゼ3、ANT3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア輸送およびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A6 ウサギ pAb
備考/別名	ANT; AAC3; ANT3; ANT 2; ANT 3; ANT3Y; SLC25A6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	293
遺伝子ID	293
免疫原	合成ペプチド ヒトSLC25A6 (NP_001627.2) のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12236
タンパク質分子量	33kDa
配送	アイスバッグ