

Slc7A1 ウサギPab Wb、Ihc-P、Elisa対応 - P30825

商品番号: CM0019516

前書き

高品質な抗SLC7A1ウサギポリクローナル抗体、WB・IHC-P・ELISAに対応。ヒト・マウス・ラットで検証済み。カチオン性アミノ酸トランスポーター研究の用途に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC7A1 Rabbit pAb
別名	ERR; ATRC1; CAT-1; HCAT1; REC1L; SLC7A1
対象種	ヒト
遺伝子ID	6541
免疫原	ヒトSLC7A1(NP_003036.1)のアミノ酸530～629番の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30825
タンパク質分子量	68kDa
輸送形態	保冷剤