

Slco1b1 ウサギ Pab - Q9Y6L6

商品番号: CM0024501



前書き

WBおよびELISAで検証済みのSLCO1B1
ウサギポリクローナル抗体。肝臓における薬物取り込みとクリアランスに重要なヒト有機アニオントランスポーターSLCO1B1（OATP-C）を標的とします。肝トランスポーター研究や薬物相互作用研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLCO1B1 ウサギ pAb
別名	LST1; HBLRR; LST-1; OATP2; OATPC; OATP-C; OATP1B1; SLC21A6; SLCO1B1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10599
遺伝子ID	10599
免疫原	ヒトSLCO1B1 (NP_006437.3) のアミノ酸597～691番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y6L6
タンパク質分子量	76kDa
発送方法	保冷剤